

Кроличья Поликлональная Антитело Против Znf263 Для Wb, IHC-P, Elisa - O14978

Артикул: CM0022469

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к ZNF263 — транскрипционному фактору с цинковыми пальцами KRAB/SCAN, который подавляет экспрессию генов путем модификации хроматина. Валидировано для Вестерн-блота, иммуногистохимии и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции транскрипции и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF263 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10127
GeneID	10127
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 120-240 человеческого ZNF263 (NP_005732.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14978
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодовой пакет