

## Анти-Znf268 (Hzf3) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q14587

Артикул: CM0012962



### введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против ZNF268 (HZF3), транскрипционного репрессора, участвующего в онкогенезе и противовирусной сигнализации. Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований регуляции транскрипции и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ZNF268 кроличьи pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | HZF3; ZNF268                                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 10795                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 10795                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого ZNF268 (NP_001159353.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q14587                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 108кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                         |