

Кроличья Поликлональная Антитела Против Znf273 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14593

Артикул: CM0015795

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ZNF273 (HZF9), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Цинк-пальцевый транскрипционный фактор, локализованный в ядре, подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ZNF273 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HZF9; ZNF273
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10793
GeneID	10793
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-260 человеческого ZNF273 (NP_066971.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14593
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом