

Поликлональное Антитело Anti-Znf302 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nr11

Артикул: CM0020400

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ZNF302 (цинк-пальцевый белок 302), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF302 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55900
ID гена	55900
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-200 человеческого ZNF302 (NP_060913.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9NR11
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом