

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Znf331 Для Вб, Ифа - Q9NQx6

Артикул: CM0015096

введение

Анти-ZNF331 кроличье поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блота и ИФА; детектирует ZNF331 у человека, мыши и крысы. Направлено на тестис-специфический фактор транскрипции, потенциально участвующий в сперматогенезе. UniProt ID: Q9NQX6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF331 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
Вид	Человек
ID гена (человек)	55422
ID гена	55422
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 50-130 человеческого ZNF331 (NP_061025.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQX6
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Хладоэлемент