

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Znf333 Для Wb, Elisa - Q96JL9

Артикул: CM0017766

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ZNF333. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с ZNF333 мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF333 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZNF333
Вид	Человек
ID гена	84449
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-303 человеческого ZNF333 (NP_001287841.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96JL9
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Айс-пак