

Поликлональное Антитело Кролика Против Znf346 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9UI40

Артикул: CM0025993



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок ZNF346 (JAZ цинковый палец). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген - рекомбинантный белок. Идеально для исследования РНК-связывающих функций и функций ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF346 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	JAZ; Zfr346; ZNF346
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23567
GeneID	23567
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-294 человеческого ZNF346 (NP_036411.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI40
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом