

Антитело Кролика Против Znf350 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q9Gzx5

Артикул: CM0029952

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ZNF350 (ZBRK1, ZFQR), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает образцы человека и мыши. Подходит для исследований транскрипционной репрессии и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF350 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
Вид	Человек
ID гена (Человек)	59348
ID гена	59348
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 285-532 человеческого ZNF350 (NP_067645.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9GZX5
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом