

Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) К Znf408 Для Wb, Elisa - Q9H9D4

Артикул: CM0027463

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку ZNF408 человека, валидированные для методов WB и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований транскрипционной регуляции и заболеваний сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к ZNF408
Примечания/Синонимы	EVR6; RP72; ZNF408
Вид	Человек
GeneID	79797
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 471-720 ZNF408 человека (NP_079017.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H9D4
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом