

Антитело Кролика Против Znf416 (Поликлональное) Для IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q9Bwm5

Артикул: CM0017953

введение

CamelBio предоставляет поликлональное кроличье антитело против ZNF416, подходящее для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает ZNF416 человека, мыши и крысы — механочувствительный транскрипционный активатор в исследованиях биологии фибробластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF416 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF416
Вид	Человек
GeneID	55659
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 495-594 человеческого ZNF416 (NP_060349.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BWM5
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	В ледяном пакете