

Поликлональное Антитело Против Znf426 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Buy5

Артикул: CM0019222

введение

Кроличье поликлональное антитело ZNF426 для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на транскрипционный фактор типа цинковый палец, участвующий в регуляции транскрипции. UniProt Q9BUY5, 63 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF426 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	K-RBP; ZNF426
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79088
ID гена	79088
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BUY5
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом