

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Znf433 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N7K0

Артикул: CM0015573

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-ZNF433, валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Определяет ZNF433 человека, мыши и крысы — предполагаемый регулятор транскрипции с цинковыми пальцами. Подходит для исследований регуляции генов и ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF433
Примечания/алиас	ZNF433
Вид	Человек
GeneID (человек)	163059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 564-673 человеческого ZNF433 (NP_001073880.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N7K0
Молекулярная масса белка	77 кДа
Транспортировка	Хладопакет