

Поликлональное Антитело Anti-Znf460 Для Wb И Elisa — Q14592

Артикул: CM0022015

введение

Кроличье поликлональное антитело к ZNF460 (синонимы HZF8, ZNF272), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляет ZNF460 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ядерных факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело ZNF460 pAb
Примечания/синонимы	HZF8; ZNF272; ZNF460
Вид	Человек
GeneID (человек)	10794
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-210 человеческого ZNF460 (NP_006626.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14592
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом