

Поликлональное Антитело Anti-Znf521 Для Wb, Elisa — Q96K83

Артикул: CM0021004

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ZNF521 (ENZF/Evi3), для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с образцами человека и крысы. Идеально подходит для исследований стволовых клеток и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ZNF521
Примечания/синонимы	ENZF; Evi3; ZNF521
Вид	Человек
GeneID (человек)	25925
GeneID	25925
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210–420 человеческого ZNF521 (NP_056276.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96K83
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом