

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Znf530 Для Wb, Elisa - Q6P9A1

Артикул: CM0024661

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого ZNF530 — вероятного транскрипционного регулятора. Валидированы для вестерн-блотирования и ELISA, перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF530 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ZNF530
Вид	Человек
ID гена (человек)	348327
ID гена	348327
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–190 человеческого ZNF530 (NP_065931.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6P9A1
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С ледяным пакетом