

Анти-Znf562 Кроличий Поликлональный Антитело Для IHC-P, Elisa - Q6V9R5

Артикул: CM0015605

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против ZNF562, белка с цинковыми пальцами, участвующего в регуляции транскрипции. Верифицировано для IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально подходит для изучения экспрессии генов и локализации в ядре.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF562 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF562
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54811
GeneID	54811
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ZNF562 (NP_001123503.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6V9R5
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом