

Кроличья Поликлональная Антитело Против Znf566 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q969W8

Артикул: CM0020027

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ZNF566, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Предназначено для исследований транскрипционной регуляции; выявляет ядерный цинк-пальцевый белок массой 49 кДа. Идеально подходит для исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF566 кроличья пАнт
Примечания/алиасы	ZNF566; цинк-пальцевый белок 566; 66
Вид	Человек
ID гена	84924
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-154 человеческого ZNF566 (NP_001138816.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q969W8
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовой пакет