

Анти-Znf582 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q96Ng8

Артикул: CM0015036

введение

Анти-ZNF582 кроличья поликлональная антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Нацелено на ядерный цинк-пальцевый белок размером ~60 кДа, предположительно участвующий в регуляции транскрипции; подходит для исследований экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF582 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF582
Вид	Человек
GeneID (Человек)	147948
GeneID	147948
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-180 человеческого ZNF582 (NP_653291.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96NG8
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом