

Кроличья Поликлональная Антитело К Znf587 Для Вб, Ифа — Q96Sq5

Артикул: CM0023444

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ZNF587 — цинк-пальцевого регулятора транскрипции. Валидирована для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF587 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZF6; ZNF587
Вид	Человек
ID гена	84914
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 120–240 человеческого ZNF587 (NP_116217.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SQ5
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента