

Кроличья Поликлональная Антитело Против Znf598 Для Вб И Ифа - Q86Uk7

Артикул: CM0018977

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против ZNF598 — E3 убиквитин-лигазы, участвующей в контроле качества рибосом. Валидирована для вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF598 кроличья pAb
Примечания/алиасы	HEL2; ZNF598
Вид	Человек
ID гена (человек)	90850
ID гена	90850
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 120–420 человеческого ZNF598 (NP_835461.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86UK7
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Холодильный пакет