

## Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Znf620 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q6Zng0

Артикул: CM0019701

### введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ZNF620, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным гомологом. Предсказанная молекулярная масса ~49 кДа. Подходит для исследований ядерных факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ZNF620 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Примечания/псевдоним      | ZNF620                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 253639                                                                                                              |
| ID гена                   | 253639                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого ZNF620 (NP_001243096.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                |
| SWISS                     | Q6ZNG0                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 49 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                   |