

Поликлональное Антитело Anti-Znf621 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Zss3

Артикул: CM0013816

введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого ZNF621, регулятора транскрипции с цинковыми пальцами. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований экспрессии генов и белковых взаимодействий. - Q6ZSS3

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF621
Примечания/синоним	ZNF621
Вид	Человек
GeneID (человек)	285268
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-150 человеческого ZNF621 (NP_940886.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZSS3
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом