

Поликлональные Антитела Против Znf645 Для Вестерн-Блоттинга — Q8N7E2

Артикул: CM0019273

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ZNF645 (E3 убиквитин-протеин лигаза CBLL2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают белки мыши и крысы. Необходимы для исследований убиквитин-лигазы и биологии яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF645 кроличья поликлональная АТ
Примечания/Синонимы	CT138, NAKAIL, ZNF645
Вид	Человек
ID гена (человек)	158506
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 346–425 человеческого ZNF645 (NP_689790.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8N7E2
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с❏❏