

Поликлональное Антитело Anti-Znf652 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y2D9

Артикул: CM0022935

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZNF652, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Распознает белок массой ~70 кДа. Идеально для исследований репрессии транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF652 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	ZNF652
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22834
ID гена	22834
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-74 человеческого ZNF652 (NP_055712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2D9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом