

Кроличыи Поликлональные Антитела К Znf652 Для Wb И Elisa - Q9Y2D9

Артикул: CM0023648

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела к ZNF652, валидированные для методов WB и ELISA, нацеленные на транскрипционный репрессор ZNF652 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований регуляции генов и хроматиновой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF652 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Вид	Человек
ID гена (человек)	22834
ID гена	22834
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-74 ZNF652 человека (NP_055712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2D9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом