

Поликлональное Кроличье Антитело Против Znf677 Для Wb И Elisa — Q86Xu0

Артикул: CM0021594

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ZNF677, подходящее для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Идеально подходит для обнаружения ядерного белка и исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против ZNF677
Примечания/синоним	ZNF677
Вид	Человек
GeneID (человек)	342926
GeneID	342926
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50–200 человеческого ZNF677 (NP_872415.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q86XU0
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом