

Антитело Кролика Против Znf677 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q86Xu0

Артикул: CM0024315

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого ZNF677 (68 кДа), для применений WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения транскрипционной регуляции и ДНК-связывающих ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF677 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF677
Вид	Человек
GeneID (Человек)	342926
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-200 человеческого ZNF677 (NP_872415.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86XU0
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом