

Поликлональные Антитела Против Znf688 Для Wb, Elisa - P0C7X2

Артикул: CM0016151

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против ZNF688, белка с цинковыми пальцами, потенциально участвующего в регуляции транскрипции. Валидированы для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF688 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF688
Вид	Человек
GeneID (Человек)	146542
GeneID	146542
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-180 человеческого ZNF688 (NP_660314.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0C7X2
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом