

Анти-Znf70 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q9Uc06

Артикул: CM0016268

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого ZNF70, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают ZNF70 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследования транскрипционной регуляции и локализованных в ядре белков с цинковыми пальцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF70 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Cos17, ZNF70
Вид	Человек
GeneID (человек)	7621
GeneID	7621
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого ZNF70 (NP_068735.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UC06
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	С ледяным пакетом