

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Znf75A Для Wb, Elisa — Q96N20

Артикул: CM0020364

введение

Поликлональное кроличье антитело к ZNF75A, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт человеческий ZNF75A — транскрипционный регулятор. Для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF75A
Примечания/синоним	ZNF75A
Вид	Человек
GeneID (человек)	7627
GeneID	7627
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-296 человеческого ZNF75A (NP_694573.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96N20
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом