

Поликлональное Антитело Anti-Znf76 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P36508

Артикул: CM0024059

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ZNF76, фактор транскрипции, регулирующий РНК-полимеразу II/III. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными образцами. Идеально для исследований экспрессии генов и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF76 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; цинк-пальцевый белок 76
Вид	Человек
ID гена	7629
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 463-570 человеческого ZNF76 (NP_003418.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P36508
Молекулярная масса белка	56 кДа/61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом