

Кроличыи Поликлональные Антитела К Znf76 Для Вб, Ифа - P36508

Артикул: CM0022840

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против транскрипционного фактора ZNF76 человека для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидированы на пробах человека, мыши и крысы. Сырье для IVD исследовательского класса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ZNF76 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
Вид	Человек
ID гена (человек)	7629
ID гена	7629
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-170 ZNF76 человека (NP_003418.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36508
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Сумка-холодильник