

Кроличья Поликлональная Антитело Против Znf766 Для Wb И Elisa — Q5Hy98

Артикул: CM0024639

введение

Кроличья поликлональная антитело против ZNF766, валидированная для Вестерн-блота и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Направлена на ядерный цинковый пальцевый белок массой 55 кДа, участвующий в регуляции транскрипции. Идеально подходит для исследования экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF766 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZNF766
Вид	Человек
ID гена (человек)	90321
ID гена	90321
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 60-190 человеческого ZNF766 (NP_001010851.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5HY98
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет