

Поликлональное Антитело Против Znf768 Для Вб, Ифа — Q9H5H4

Артикул: CM0023356

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ZNF768, подходит для вестерн-блота и ИФА. Распознает ZNF768 мыши. Идеально подходит для исследований связывания с хроматином и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF768 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиас	ZNF768
Вид	Человек
ID гена (человек)	79724
ID гена	79724
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-270 человеческого ZNF768 (NP_078947.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9H5H4
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Хладоэлемент