

Поликлональное Антитело Anti-Znf785 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - A8K8V0

Артикул: CM0030861

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ZNF785, реагирующее с человеческим и мышиным белком, для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано для исследовательского использования в изучении транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF785 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZNF688; ZNF785
Вид	Человек
ID гена (Человек)	146540
ID гена	146540
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-405 человеческого ZNF785 (NP_689671.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	A8K8V0
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом