


Кроличья Моноклональная Антитела Против Zo-1 Для Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa - P39447

Артикул: CM0005134



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на белок плотных контактов мыши ZO-1. Валидирована для применения в WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Молекулярная масса ~195 кДа. Подходит для исследования биологии плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZO-1 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Синонимы	ZO1
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	7082
GeneID (мышь)	21872
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1525-1621 ZO-1 мыши (NP_033412.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P39447
Молекулярная масса белка	195 кДа
Доставка	Холодильный пакет