


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Zo-1 Для Wb, If-P, Elisa - Q07157

Артикул: CM0017315



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против ZO-1 (белок 1 плотных контактов). Валидировано для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции парафиновых срезов и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZO-1
Примечания/синоним	ZO-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7082
Идентификатор гена	7082
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-273 человеческого ZO-1 (NP_003248.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q07157
Молекулярная масса белка	195 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом