

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Zp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P60852

Артикул: CM0013989

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок ZP1 (Zona pellucida sperm-binding protein 1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований фертильности и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22917
ID гена	22917
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60852
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом