

Поликлональное Антитело Anti-Zp2 Для Вестерн-Блоттинга - Q05996

Артикул: CM0014475



введение

Поликлональное антитело Anti-ZP2, полученное в кролике, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА. Перекрестно реагирует с ZP2 человека, мыши, крысы. Используется для исследований zona pellucida ооцита и оплодотворения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
Вид	Человек
ID гена	7783
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 651-745 белка ZP2 человека (NP_003451.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05996
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом