

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Zp3 Для Wb, If-P, Elisa — P21754

Артикул: CM0016425

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к ZP3 для применения в WB, IF-P, ELISA. Распознаёт белок ZP3 человека, мыши и крысы — ключевой рецептор сперматозоидов в блестящей оболочке. Идеально подходит для исследований фертильности и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к ZP3
Примечания/синонимы	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7784
GeneID	7784
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 246-345 человеческого ZP3 (NP_001103824.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21754
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом