

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Zpbr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Клетках (If-P), Ифг На Тканях (Ihc-P), Ифа - Q9Bs86

Артикул: CM0022453

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого ZPBP, валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Подходят для детекции ZPBP в образцах человека, мыши и крысы. Участвуют в уплотнении акросомы и взаимодействии сперматозоида с ооцитом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZPBP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZPBP1; SPGF66; ZPBP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11055
ID гена	11055
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-200 человеческого ZPBP (NP_008940.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BS86
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	С ледяным пакетом