

Поликлональное Антитело К Zscan1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nbb4

Артикул: CM0021802

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ZSCAN1 (также известному как MZF-1, ZNF915). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, распознает ядерный фактор транскрипции с молекулярной массой ~45 кДа. Подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZSCAN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MZF-1; ZNF915; ZSCAN1
Вид	Человек
GeneID	284312
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого ZSCAN1 (NP_872378.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NBB4
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет