

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Zscan21 Для Wb И Elisa - Q9Y5A6

Артикул: CM0019076

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ZSCAN21 (ZNF38, Zfp1), валидированное в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным и крысиным белками. Подходит для исследований регуляции генов и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZSCAN21 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZNF38; Zfp1; NY-REN-21; ZSCAN21
Вид	Человек
ID гена (человек)	7589
ID гена	7589
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130–280 человеческого ZSCAN21 (NP_666019.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5A6
Молекулярная масса белка	54 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом