

Кроличыи Поликлональные Антитела K Zswim1 Для Wb, Elisa - Q9Br11

Артикул: CM0013445

введение

Кроличыи поликлональные антитела к ZSWIM1 человека, валидированные для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознают ZSWIM1 мыши. Предназначены для изучения белков с доменом SWIM «цинковый палец» и разработки диагностических реагентов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ZSWIM1
Примечания/Синонимы	C20orf162; ZSWIM1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	90204
Идентификатор гена	90204
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 411-485 ZSWIM1 человека (NP_542170.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BR11
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом