

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Zwint Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - O95229

Артикул: CM0030543



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ZWINT, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Детектирует субъединицу ZWINT внешнего кинетохорного комплекса KNL1, необходимую для сегрегации хромосом. Идеально для исследований митоза и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело против ZWINT (ZWINT Rabbit pAb)                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZWint-1; ZWINT                                                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                        |
| GeneID (Человек)                   | 11130                                                                                                                                                          |
| GeneID                             | 11130                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-277 человеческого белка ZWINT (NP_008988.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                         |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                           |
| SWISS-PROT                         | O95229                                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 31 кДа                                                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                              |