

## Моноклональное Антитело Против Zyxin Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15942

Артикул: CM0006641

### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Zyxin (Q15942), подходящее для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает эндогенный белок с молекулярной массой 61 кДа. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и фокальных контактов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Zyxin Rabbit mAb                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | ESP-2; HED-2; Zyxin                                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 7791                                                                                                                                        |
| GeneID                    | 7791                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого Zyxin (Q15942). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                      |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                     |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                               |
| SWISS                     | Q15942                                                                                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 61 кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                              |