

Поликлональное Антитело Anti-Zyxin Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q15942

Артикул: CM0022358

введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому зиксину (ESP-2, HED-2), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований фокальных контактов и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к зиксину
Примечания/синонимы	ESP-2, HED-2, Zyxin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7791
Идентификатор гена	7791
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-572 человеческого зиксина (NP_003452.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15942
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом