


Кроличья Поликлональная Антитела Против Zzz3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iyh5

Артикул: CM0012894



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ZZZ3 (ATAC1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим и крысиным белком. Полезны для изучения ацетилирования гистонов и функции ATAC-комплекса в регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZZZ3 Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	ATAC1; ZZZ3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26009
ID гена	26009
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ZZZ3 (Q8IYH5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8IYH5
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом