


Кроличья Поликлональная Антитела К Antxr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9H6X2

Артикул: CM0029550



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ANT XR1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с людьми и мышами. Нацелены на рецептор сибирской язвы 1/TEM8 — белок клеточной адгезии и миграции. Идеально подходит для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к ANT XR1 (pAb)
Примечания/Алиасы	ATR; GAPO; TEM8; ANT XR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84168
ID гена	84168
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 84–333 человеческого ANT XR1 (NP_060623.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H6X2
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Соблюдается холодовая цепь с использованием хладагента