


Поликлональные Кроличьи Антитела К Antxr2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P58335

Артикул: CM0025863



введение

Поликлональные кроличьи антитела к ANTXR2, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Направлены на рецептор сибирской язвы 2 (CMG2), подходят для изучения патогенеза сибирской язвы и взаимодействий с внеклеточным матриксом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ANTXR2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANTXR2
Вид	Человек
ИД гена (человек)	118429
ИД гена	118429
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 34-300 белка ANTXR2 человека (NP_001139266.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P58335
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Пакет с охлаждающим агентом